

## Envase de 3,6L



## FICHA TÉCNICA

### CAPACIDAD BAJO TAPA

**3,6 Litros +/- 50 ml**  
(Recomendado para 2,5L/3L)

### PESOS

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Envase sin asa</b> | 150 gramos (+/- 10 g) |
| <b>Tapa</b>           | 45 gramos (+/- 5 g)   |
| <b>Asa</b>            | 8 gramos              |

### DIMENSIONES

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Diametro superior</b> | 248 mm       |
| <b>Diametro inferior</b> | 223 x 143 mm |
| <b>Altura</b>            | 128 mm       |

### CONSTRUCCIÓN DEL ENVASE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Sistema de fabricación</b>  | Por inyección                               |
| <b>Material plástico</b>       | Polipropileno copolímero/Random             |
| <b>Aditivos</b>                | Antiestático y masterbatch (colores varios) |
| <b>Tipo de asa</b>             | Metálica                                    |
| <b>Sistema de apertura</b>     | Mediante precinto de apertura               |
| <b>Decoración del envase</b>   | Sistema IML (etiqueta inyectada)            |
| <b>Color cuerpo del envase</b> | Según requisitos del cliente                |

### EMBALAJE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Tapa envase 3,6L</b> | En cajas de cartón de 240 unidades       |
| <b>Cuerpo envases</b>   | En palets de 1m x 1,2m x altura acordada |

NOTA: Las recomendaciones que ISP pueda dar a sus clientes sobre el uso más adecuado de los distintos envases son fruto de nuestros estudios y nuestra mejor recomendación. Sin embargo el cliente debe asegurarse de su mejor tratamiento en función de la materia a envasar para ello deberá efectuar sus propios ensayos.

### CONTACTO:

Telf: 967 48 81 66

Email: [info@ispenvases.com](mailto:info@ispenvases.com)

[www.ispenvases.com](http://www.ispenvases.com)

Ctra. La Roda, KM 22,2 - 16239 Casasimarro (Cuenca)